



COLECCIÓN DE SEMEN- MANIQUÍ HANNOVER



El maniquí Hannover ha sido diseñado para combinar la mayor seguridad alcanzable para el padrillo y para el operario colector con el mayor confort posible:

Sus beneficios

- Altura e inclinación ajustables para adecuarlo a las necesidades de diferentes razas y preferencias de los padrillos.
- Cubierto con una capa sintética reforzada para un alto nivel de higiene: el maniquí puede lavarse fácilmente y desinfectarse en forma efectiva.
- Bien acolchado para asegurar el más alto confort, aún a los padrillos más difíciles de estimular.
- El diseño contorneado del cuerpo del maniquí facilita la sujeción y la presentación de la vagina artificial al padrillo en la posición más natural posible.
- Fácil de instalar y muy estable: dos columnas ancladas al suelo, mediante cuatro pernos cada una, garantizan la más alta seguridad para operadores y padrillos.
- Suministrado con una banda removible de mordida.

El maniquí Hannover está disponible en dos modelos: con o sin ajuste hidráulico de ambos pies. El ajuste hidráulico permite un trabajo poco fatigoso. Ambos pies pueden elevarse o bajarse alrededor de 40 cm mediante una bomba de mano, ya sea en forma individual o simultánea.

Dimensiones del maniquí adecuado para todas las razas:

Cuerpo: 200 x 60 x 55 cm (largo x ancho x altura)
Altura del maniquí: 1,30 m hasta aprox. 1,70 m

Maniquí Hannover

sin ajuste hidráulico

REF. : 11200/0000

con ajuste hidráulico

REF. : 11200/1000



Accesorios

Cubierta de protección: cerrado por el costado de monta con correas de fijación

Capa de cuero (sin ilustración) [REF. : 11200/2501](#)

Cubierta, sintético [REF. : 11200/2601](#)

Banda de mordida, intercambiable, con cintas de fijación ajustables

Banda de mordida [REF. : 11200/2100](#)

Folia elástica para protección del extremo de colección del maniquí, largo: 300 m

- Para cada colección se coloca una capa de la folia sobre el maniquí, para cumplir con los requerimientos de higiene entre machos.
- Fácil de aplicar, estirándola alrededor del maniquí, no requiere de fijación adicional.
- Menos contaminación del maniquí, se facilita su limpieza.
- Terminadas todas las colecciones del día, las capas de folia son retiradas en conjunto.

Folia elástica [REF. : 32000/0010](#)

