

ARBiotech

Animal Reproduction Biotechnology

PLATINA TÉRMICA DE LABORATORIO ARBIOTECH



Con pantalla digital de temperatura, control térmico preciso y una distribución uniforme de la temperatura, cuenta con temporizador



Controles y pantalla LED: la pantalla digital y el control de temperatura permiten a los usuarios controlar y ver fácilmente la temperatura actual



Incluye estuche de transporte rígido, resistente a polvo y agua, con relleno de espuma y cerrojo para candado



tienda.arbiotech.com.mx

PLATINA TÉRMICA DE LABORATORIO ARBIOTECH


Capacidad: Admite hasta 24 portaobjetos de microscopio o 6 placas Petri

Diseño avanzado: diseño compacto que ocupa muy poco espacio en el laboratorio, mientras que sigue siendo extremadamente funcional

Control de temperatura y rango: Mantiene una temperatura constante, desde temperatura ambiente a 75 °C con control digital

Especificaciones:

- Dimensiones 22 cm x 27 cm
- Rango de temperatura de ambiente a 75 °C
- AC 100 V a 240 V



Material de construcción: la superficie hecha de una aleación de aluminio con recubrimiento de polvo para un calentamiento constante

Temporizador: ajustable incorporado para flujos de trabajo de rutina

Estuche: Estuche de transporte rígido, resistente a polvo y agua. Con relleno de espuma y cerrojo para candado

